

Stabimed® – Desinfektion und Reinigung von thermolabilen und thermostabilen Instrumenten

- Flüssiges Konzentrat auf Basis von Alkylaminen, aldehyd-, phenol- und QAV-frei
- Schnelle und schonende Aufbereitung von chirurgischem und zahnärztlichem Instrumentarium, starren Endoskopen, Anästhesiezubehör und anderen thermolabilen Materialien, Laborgeräten
- Breites Wirkungsspektrum: Bakterien (inkl. MRSA, TbB) und Pilze; begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) und wirksam gegen Rota-, Polyoma- und Adenoviren
- Im Ultraschallbad einsetzbar
- Außergewöhnliche Reinigungskraft, verbunden mit optimalem Blut- und Sekret-Lösevermögen
- Vermeidet die Fixierung von Proteinen und ist damit gemäß Empfehlung des RKI zur Prävention der Übertragung der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (vCJK) durch sterilisierbare Instrumente geeignet
- Anwendung: 0,5 % / 60 Min., 1,0 % / 30 Min., 2 % / 15 Min. (DGHM/VAH)
- DGHM-/VAH-gelistet und in der IHO-Viruzidie-Liste

+ aldehydfrei



Lieferform	Art.-Nr.	PZN
100 ml-Flasche	18777	08700292
1000 ml-Flasche	18778	08505656
5 Liter-Kanister	18779	08505679

Stabimed® fresh – schnelle Desinfektion und Reinigung

- Flüssiges Konzentrat auf Basis von Alkylaminen, aldehyd-, phenol- und QAV-frei
- Frischer, angenehmer Duft
- Schon ab 5 Minuten wirksam
- Schnelle und schonende Aufbereitung von chirurgischem und zahnärztlichem Instrumentarium, Laborgeräten, starren Endoskopen, Anästhesiezubehör und anderen thermolabilen Materialien
- Sehr wirtschaftliche Anwendung: 0,5 % / 15 Min., 1,0 % / 5 Min. (DGHM/VAH und begrenzt viruzid)
- Breites Wirkungsspektrum: Bakterien (inkl. MRSA, TbB) und Pilze; begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) und wirksam gegen Polyoma- und Adenoviren
- Im Ultraschallbad einsetzbar
- Außergewöhnliche Reinigungskraft, verbunden mit optimalem Blut- und Sekret-Lösevermögen
- Vermeidet die Fixierung von Proteinen
- DGHM-/VAH-gelistet und in der IHO-Viruzidie-Liste

+ kurze Einwirkzeit



Lieferform	Art.-Nr.	PZN
1000 ml-Flasche	19689	08713343
5 Liter-Kanister	19690	08715158